

Sphygmomanometer

217309

Will someday a recalibration of the manometer be necessary?

We give two years of warranty on the accuracy of the calibration. According to Medical Devices Act sphygmomanometers must be reviewed every two years on accuracy (Metrological inspection). If the unit continues to be within ± 3 mm, no recalibration is required. In our experience, this is not a problem with careful handling of the devices. Risk is greatest for accident damage, which can damage the measuring system inside. We offer both the Metrological inspection and the re-calibration.

Wird irgendwann eine Neukalibrierung des Manometers nötig sein?

Auf die Genauigkeit der Kalibrierung geben wir 2 Jahre Garantie. Laut MPG müssen Blutdruckmessgeräte alle 2 Jahre auf Genauigkeit überprüft werden (Messtechnische Kontrolle, MTK). Sollte sich das Gerät weiterhin innerhalb ± 3 mm befinden, ist keine Neu-Kalibrierung erforderlich. Unserer Erfahrung nach ist dies bei pfleglicher Behandlung der Geräte kein Problem. Gefahr besteht vor allem bei Sturzschäden, welche das Messwerk im Inneren beschädigen können. Wir bieten sowohl die MTK als auch die Neu-Kalibrierung werksseitig an.

EICKEMEYER®

GERMANY | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca