

Den bedste intensivpleje til dine patienter

Varenr.: HUV219031

Kritisk syge dyr har brug for en varm og tryk indkapsling for at beskytte dem mod hypotermi og chok, så de kan komme sig hurtigst muligt.

Alle Vetario intensivplejeenheder er robuste, pålidelige, brugervenlige og kan hurtigt klargøres til nødsituationer.

Reducerer bakterievækst med op til 99,99%.

- 🐾 De kompakte T30-modeller er ideelle til små pattedyr, fugle og nyfødte dyr i rekonvalescens.
- 🐾 Modellerne i størrelse 40 passer til pindsvin, gnavere, killinger og små hvalpe m.m.
- 🐾 50-modellerne kan rumme flere små patienter, en lille hund eller en kattermor med sit kuld.

Primære funktioner

Med sikkert, varmt og hygiejnisk opvågningskammer

- 🐾 Temperaturen holdes konstant ved den indstillede værdi, og den faktiske temperatur vises. Luften cirkuleres nænsomt med en blæser for at sikre stabilitet og hurtig opvarmning.
- 🐾 40- og 50-modellerne er professionelle veterinære intensivplejeenheder, der kombinerer temperaturkontrol, fugtighedsstyring, medicinsk forstøvning og iltbehandling.
- 🐾 30-modellerne er mindre, men meget fleksible og ideelle til dyretransport og redningssituationer. De er bærbare, kan stables og drives enten via strømnettet eller en biladapter.

Praktisk funktionalitet

Enhederne er designet til travle dyreklinikker, hvor pladsbesparende, rengøringsvenligt, holdbart udstyr med minimal træningsindsats er afgørende.

Biomaster-beskyttelse

Biomaster Protection er integreret i plastikken på alle modeller. Forebygger vækst af skadelige bakterier og sikrer optimale betingelser for rekonvalescens.



Alle Vetario-modeller har

- 🐾 Præcis og justerbar temperaturkontrol
- 🐾 Glat, rengøringsvenligt interiør
- 🐾 Ingen udsatte kanter, som dyr eller fugle kan bide i
- 🐾 Solid, gennemsigtig hængslet dør med sikker lås
- 🐾 Kabinet beskyttet med Biomaster™ antimikrobiel teknologi
- 🐾 Tre størrelser til en bred vifte af dyrearter
- 🐾 3-års garanti (ved simpel online-registrering)
- 🐾 Lav vægt gør dem lette at transportere

T40- og T50-modellerne

Ekstra funktioner i T40- og T50-modellerne

- 🐾 Positivt tryk med skånsom blæserving.
- 🐾 Dobbelt trins filter, som fjerner skadelige bakterier og svampe.
- 🐾 Vandbeholder til at øge luftfugtigheden med ekstern påfyldning.
- 🐾 Permanent kalibreret digital temperaturkontrol med avancerede funktioner i "Advance"-modellerne.
- 🐾 Forstøverkapsel, lyskontakt, variabel blæserhastighed (Advance-model).

T40M og T50M har en **ilttilslutning** og kan sikkert anvendes med øget iltkoncentration for at fremme helingsprocessen.

Medicin kan nemt administreres via den medfølgende medicinbeholder tilsluttet en forstøverpumpe (passende forstøverpumper fås hos din Vetario-forhandler).

Patientovervågning forbedres med en intern lampe, der kan tændes og slukkes.

Kontrolsystemet har både lyd- og visuelle advarsler ved temperaturudsving uden for brugerens indstillede grænser. Alarmen, med batteribackup, aktiveres også ved strømsvigt eller hvis blæseren blokeres. T40M og T50M har desuden en sekundær backup-termostat.

Den digitale skærm viser både temperatur og luftfugtighed i kammeret. En valgfri EX-fugtighedspumpe kan installeres for fuldautomatisk fugtighedskontrol.

TESTET FOR SIKKERHED AF BSI

Øgede ilt-niveauer kan være gavnlige for patienter, men de øger også risikoen for brand. Vetario T40M og T50M er designet til at minimere denne risiko og er desuden testet af BSI i henhold til standarder for medicinske og dyreinkubatorer.

Ekstra ved T30-modellerne

- 🐾 Det integrerede håndtag gør dem lette at transportere.
- 🐾 12V/230V strømforsyning gør det muligt at bruge enheden i bilen (adapter fås som tilvalg).
- 🐾 Stabelbar - Fødderne fra én enhed passer i fordybningerne i enheden nedenunder
- 🐾 Kan adskilles helt for dybderengøring.
- 🐾 Permanent kalibreret digital temperaturkontrol med ekstra funktioner og fleksibilitet



Testet for
sikkerhed
af BSI

