

Dental bor til IM3 tandunit til hest

Varenr.: HUVIM3U3080E

Bor til High Speed håndstykke (FG grip).

Skiftes efter hvert brug

Bruges til infundibulær caries:

Lindemann FG bor 40mm – 1,6mm tyk.

PFD varenr: PFDDENC.TI162.016.FG.

Pakning: 1 stk

Disse er gode til alle de små kanter i infundibulum:

Lindemann FG bor 40mm – 1,6mm tyk.

PFD varenr: PFDDENC.TI162.016.FG.

Pakning: 1 stk

Bruges til sub-occlusal finish:

Rosenbord FG 21mm – 1,6mm tyk.

PFD varenr: PFDDENC.1.016.FGL.

Pakning: 10 stk.

Bor til Low Speed håndstykke (RA grip)

Skiftes efter hvert brug

Bruges til sub-occlusal finish:

Rosenbor RA 44,5 mm – 2,3 mm tyk.

PFD varenr: PFDDENC.141.023.RA.

Pakning: 1 stk

Rosenbor RA 34 mm – 2,3 mm tyk.

PFD varenr: PFDDENC.141.023.RAXL.

Pakning: 5 stk

Kariesbor:

Kariesbor RA 50 mm – 1,63 mm tyk.

PFD varenr: PFDDEN116D.

Pakning: 1 stk.

Gode opbevaringsløsninger til bor

- Bor-holder som passer til alle forskellige slags bor, også i forskellige tykkelser og længder.
- Bor-holderen gør det nemt at organisere borene samt kan tåle autoklaving.
- PFD varenr: PFDDEN201.