

Materialesikkerhedsdatablad

(Revideret den 12. januar 2024)

AFSNIT 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSIDENTIFIKATION

PRODUKTNAVN: B&E Prep

VIRKSOMHED: B&E Korea Co., Ltd.

ADRESSE: 995-16, Baran-Ro, Jeongnam-Myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

HOVEDKONTOR: Tlf) 82-31-8077-2364 Fax) 82-31-8077-2365

AFSNIT 2. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Ingredienser	% efter vægt	CAS-nr.
• Vand	90-99	
• Sukkerklassificering	1-10	
• Andre ingredienser, der ikke anses for at være farlige		op til 100

AFSNIT 3. FAREIDENTIFIKATION

FYSISK FORM: Pasta

LUGT / FARVE: Lugtfri / gullig farve

REAGENSKVALITET: Ingredienser vurderet til ikke at være farlige af KFDA

AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENEREL RÅDGIVNING: Tag forurenede tøj og sko af straks, og konsulter derefter en læge, hvis nødvendigt.

INDÅNDING: Ved indånding skal du straks konsultere en læge.

HUDKONTAKT: Vask straks med sæbe og rigeligt vand, og konsulter derefter en hudlæge.

ØJENKONTAKT: Skyl straks øjnene med rigeligt vand, hæld derefter rent vand i øjenlågene i mere end 15 minutter, og konsulter derefter en øjenlæge.

INDTAGELSE: Forventes ikke at forekomme under normale brugsforhold.

SAMMENFATNING AF KRONISKE FARER: Ingen kendte

KRÆFTFREMKALENDE EGENSKABER: Ikke kræftfremkaldende i langtidsdyreforsøg.

TERATOGENICITET: Ingen kendte

MUTAGENICITET: Ingen kendte

REPRODUKTIONSTOKSICITET: Ingen kendte

AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

STABILITET: Stabil

BETINGELSER, DER SKAL UNDGÅS: Varme

FARLIG POLYMERISERING: Ingen mulighed for forekomst

BRANDBEKÆMPELSESMIDLER: Vand, skum og tørpulver

AFSNIT 6. FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

MILJØFORHOLDSREGLER: Ingen særlige foranstaltninger nødvendige

METODER TIL OPRENSNING: Fej op og rengør det forurenede sted med et passende absorberende middel

AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Opbevares under betingelser, hvor låget holdes tæt lukket

Opbevares på et køligt, tørt sted

Undgå eksponering for flammer, varme og lys

AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

RÅD: Ufarligt for menneskekroppen

PERSONLIG BESKYTTELSE: Sikkerhedsbriller og gummihandsker

HYGIEJNEFORANSTALTNINGER: Håndteres i overensstemmelse med sikker praksis

Undgå at spise under håndtering

AFSNIT 9. FYSISKE/KEMISKE EGENSKABER

KOGEPUNKT: Ikke relevant

DAMPTRYK: Ikke relevant

DAMPDENSITET: Ikke relevant

FORDAMPNINGSHASTIGHED: Ikke relevant

FLAMMEPUNKT: Ikke relevant

LUGT: Lugtfri

OPLØSELIGHED I VAND: Uopløselig

UDSEENDE: Pasta

LYSFØLSOMHED: Meget følsom (polymerisering)

(* Det er et dentalt materiale, som anvendes i mundhulen inden for tandpleje. Der kræves ikke en test af flammepunkt.*)

AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET: Stabil under normale anvendelsesforhold

FARLIG POLYMERISERING: Vil ikke forekomme

AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AGAR-OVERLAY-TEST: 0 ~ 1 (ingen ~ mild)

SYSTEMISK TOKSICITETSTEST: Ingen biologisk skade (testet på mus)

ORAL SLIMHINDEIRRITATIONSTEST: Rødme og hævelse er ikke blevet påvist (testet på hamstere)

ENDOTOKSINTEST: Egnede til endotoksingrænse

AFSNIT 12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Ingen data tilgængelige

AFSNIT 13. BORTSKAFFELSE

FORURENEDE PRODUKTER: Skal bortskaffes i overensstemmelse med virksomhedens regler

AFSNIT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

INFORMATION: Ikke farlig for transport

Undgå varme og lys

LUFTRANSPORT: Dette produkt er IKKE klassificeret som farligt for IATA-transport

AFSNIT 15. REGULATORISKE OPLYSNINGER

Følg reglerne fra KFDA (Koreas Fødevarer- og Lægemiddeladministration)

AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad anses for at være korrekte på udstedelsesdatoen. De gives udelukkende som vejledning til sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse. Det skal derfor ikke betragtes som en garanti eller erklæring, for hvilken B&E Korea Co., Ltd. påtager sig nogen form for juridisk ansvar. B&E Korea Co., Ltd. påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle skader som følge af forkert brug eller håndtering af dette produkt.